



DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Point-of-Care-Diagnostik

AIDIAN

QuikRead go[®] Instrument

Handlicher Vollautomat für die quantitative und qualitative Messung mit den QuikRead go[®]-Reagenzkits.

Verfügbare Parameter

HbA1c / CRP / CRP+Hb / Strep A / FOB

- Einfache Anwendung über intuitive Benutzeroberfläche
- Automatische Testerkennung mit integrierter Haltbarkeitsüberprüfung
- Interne Speicherung von Testergebnissen inklusive Patienten- und Nutzer-ID
- Automatisches Multiparametersystem
- Generiert schnell und zuverlässig Ergebnisse in Großlaborqualität
- Kalibrations- und wartungsfrei
 - Von Ringversuchen befreit
- Anbindungsmöglichkeiten:
 - 3 Standard USB-Anschlüsse für Speicher, Drucker und Barcode-Lesegerät
 - LIS-/HIS-Konnektivität



Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie!

Stand: 05.2024

Artikel	LxBxH	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
QuikRead go [®] Instrument	27 x 15,5 x 14,5 cm	1 Stk.	133893

Diesen Resultaten können Sie vertrauen.

AIDIAN

QuikRead go® Schnelltests

QuikRead go® easy CRP

- Optimierte Arbeitsabläufe:
Einzigartiger one-step Sample Collector (10 µL) ermöglicht effiziente und einfache Probenahme
- Sofortige Anwendung ohne Aufwärmen der gebrauchsfertigen Reagenzien (Lagerung bei bis zu +25 °C)
- Zuverlässiges quantitatives CRP-Ergebnis in 2 Minuten (Messwertebereich 1-200 mg/L)
- Automatische Hämatokrit-Korrektur (15-75%)



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
QuikRead go® easy CRP 50 Tests inkl. Probennehmer (10µl)	1 Pack.	153287

QuikRead go® CRP

- Schnelle und einfache Probenahme (20 µL) aus der Fingerbeere oder Serum/Plasmaproben
- Zuverlässige und reproduzierbare CRP-Ergebnisse in einem Bereich von 5 - 200 mg/L
- CRP-Ergebnis innerhalb von 2 Minuten
- Automatische Hämatokrit-Korrektur (15-75%)



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
QuikRead go® CRP 50 Tests mit vorgefüllten Küvetten	1 Pack.	135171

QuikRead go® wrCRP+Hb

- Schnelle und einfache Probenahme (10 µL) aus der Fingerbeere oder Serum/Plasmaproben
- Zuverlässige und reproduzierbare CRP-Ergebnisse in einem Bereich von 0,5 - 200 mg/L
- Ermöglicht die sofortige Anwendung, kein Aufwärmen der Reagenzien nötig (bis zu 25 °C)
- CRP- und Hb- Ergebnis innerhalb von 2 Minuten - zwei Ergebnisse aus einer Probe liefern wichtige Informationen zur Behandlungsentscheidung



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
QuikRead go® wrCRP+Hb, 50 Tests	1 Pack.	146255

QuikRead go® Strep A

- Deutliche positive und negative Messung der Probe in 2 Minuten, vollständige Ergebnisse in Grenzbereichen innerhalb von 3 Minuten
- Durchführung des Tests und das Anzeigen der Ergebnisse sind leicht in den Arbeitsablauf des Bedieners integrierbar
- **Inklusive negativer und positiver Kontrolle im Kit**



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
QuikRead go® Strep A, 50 Tests	1 Pack.	135883



AIDIAN

QuikRead go® iFOBT

- Ergebnis kann qualitativ oder quantitativ angezeigt werden
Messwertebereich 10-200 µg/g Stuhl (50 – 1.000 ng/mL)
- Praktischer und hygienischer Probennehmer reguliert automatisch die richtige Probenmenge
- Automatischer Testablauf mit wenigen manuellen Arbeitsschritten



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
QuikRead go® iFOBT, 50 Tests	1 Pack.	151051

QuikRead go® HbA1c

- IFCC- zertifiziert
- Einzigartiger one-step Probennehmer mit nur 1 µL Probenvolumen
- Robuste QuikRead go®- Qualität
- HbA1c-Ergebnis in 6 Minuten während der Patientenuntersuchung



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
QuikRead go® HbA1c 25 Tests inkl. Probennehmer (1µl)	1 Pack.	151058

QuikRead go® Kontrollen

QuikRead go® HbA1c Qualitätskontrolle

- Qualitätskontroll-Set – 2 Kontrolllösungen à 0,5 mL
- QuikRead go® HbA1c Control,
ca. 37-48 mmol/mol bzw. 5,54 – 6,54 %
- QuikRead go® HbA1c Control High,
ca. 69-80 mmol/mol bzw. 8,46 – 9,47 %
- Geringe Einsatzmenge von nur 1 µL für die regelmäßige Qualitätskontrollmessung



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
HbA1 Kontrolle 2 x 0,5 ml / Level medium + high	1 Pack.	154520

QuikRead go® CRP Qualitätskontrolle

Anwendbar bei Test-Kits: CRP, easy CRP, wrCRP+Hb

- Vereinfachte Sichtprüfung der Probenahme durch die blaue Färbung
- Kein Gummistopfen – einfacher Schraubverschluss
- Gebrauchsfertige Lösung für ca. 10 Messungen (10 Wochen gem. Richtlinien)



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
QuikRead go® CRP-Kontrolle	1 mL	153764

QuikRead go® Workstation

- Kompakte Workstation für effiziente Arbeitsabläufe
- Transportsichere Aufbewahrung der Kitkomponenten
- Rack mit passenden Plätzen für Reagenzien, Küvettenständer und Stopfen
- Deckel für sicheres Verschließen, als Rack-Fuß nutzbar



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
QuikRead go® Workstation	1 Stk.	136206





PLZ 20-31 / 37 / 38
In Neubesetzung
☎ +49 151 52 628 314
medlab_nord@diagonal.de



PLZ 01-19/38/39/99
Ralf Boskugel
☎ +49 151 52 628 382
r.boskugel@diagonal.de



PLZ 32/33/44/46/48/49/59
Helena Lignowski
☎ +49 151 52 628 312
h.lignowski@diagonal.de



PLZ 40-42/45/47/50-52/57/58
Björn Ehebrecht
☎ +49 151 52 628 315
b.ehebrecht@diagonal.de



PLZ 34-36/53-56/60-69
Dr. Martin Linden
☎ +49 151 52 628 366
m.linden@diagonal.de



PLZ 70-79/87-89
Karen Dalhoff
☎ +49 151 52 628 344
k.dalhoff@diagonal.de

PLZ 73/80-86/90-98
Evelyne Spichtinger
☎ +49 151 52 628 335
e.spichtinger@diagonal.de

