

Peristaltikpumpen
Effizient fördern und präzise Dosieren



DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität



Hei-FLOW Ultimate 120

Für höhere Präzision im niedrigen Drehzahlbereich für Flussraten von 0,45 bis 935 ml/min.

- Steuerung von Drehzahl, Drehrichtung und Ein- / Aus- Funktion mittels analoger Schnittstelle für 0 bis 10 V, 4 bis 20 mA DC oder digital über die integrierte RS 232-Schnittstelle
- Einfache Kalibrierung von Fördervolumen und Flussrate
- Fördercharakteristik der Pumpenköpfe ist im Programm hinterlegt, digitale Anzeige im Display
- Mit Wechsel der Förderrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn
- Prozessparameter sind frei einstellbar: Drehzahl, Schlauchdurchmesser, Dosiervolumen, Intervalldosierung und Pausenzeiten
- Fördergenauigkeit von $\pm 1\%$, garantiert konstante Drehzahlen auch unter Lastwechsel
- Mit Taste für die Maximaldrehzahl. Beschleunigt das Befüllen und Entleeren der Schläuche

35% AKTIONS RABATT



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
Hei-FLOW Ultimate 120	1 Stk.	523-52010-00	3.752,00	2.439,00
Zubehör				
Fußschalter Zum Starten und Stoppen des Förder- und Dosiervorganges	1 Stk.	526-14100-00	220,00	143,00
Adapter für Mehrkanalpumpenköpfe Verbindung zwischen Pumpenantrieb und Mehrkanalpumpenkopf	1 Stk.	526-16000-00	185,00	120,00
Schlauchverbinder Für Schlauchgrößen 0,2-2,8 mm	1 Stk.	526-22000-00	99,00	74,00
RS 232-Kabel Zur Verbindung mit einem PC	1 Stk.	14-007-040-68	98,00	64,00

SP vario Einkanalpumpenkopf, flexibel für vielseitige Verwendung

- Rotor mit verstellbarem Rollenabstand, zur Anpassung an die Schlauchwandstärke
- Abgedichtete Kugellager
- Rollen aus Edelstahl, Rollenträger aus beschichtetem Aluminium
- Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Flussraten von 3,3 bis 4.300 ml / min.

35% sparen



Pack.-Gr.	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
1 Stk.	523-45110-00	1.092,00	710,00

In Abhängigkeit vom Prozessziel Ihrer Anwendung stellen wir Ihnen gern Ihre individuelle Systemlösung zusammen.
Senden Sie Ihre Anfrage an: u.brueggenkamp@diagonal.de

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. **Gültig bis 31.12.2024.** Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster
info@diagonal.de
www.diagonal.de

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 25 34 / 970 161
Fax: 0 25 34 / 970 223