



DIAGONAL

Diesen Resultaten
können Sie vertrauen

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Drogen-Diagnostik

Schneller und qualitativer Nachweis von Drogen,
Drogenmetaboliten und Medikamenten

quick · simple · reliable



ETG Test

Zum qualitativen Nachweis von
Ethylglucuronid im Urin

Ethylglucuronid (ETG) ist ein Metabolit
von Ethylalkohol, der im Körper durch
Glucuronidierung nach Exposition gegenüber
Ethanol oder durch das Trinken von Alkohol
gebildet wird.

Der Biomarker wird verwendet, um Ethanol
bei Alkoholabstinenz zu testen.

ETG kann im Urin bis zu ca. 80 Stunden nach
Aufnahme gemessen werden.



- Qualitatives Ergebnis in 5 Minuten
- Ohne Einsatz zusätzlicher Labortechnik
- Hohe Sensitivität und Spezifität
- Geringe Kreuzreaktion durch cut-off von 500 ng/ml
- Lagerung bei 2 bis 30 °C
- Lange Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten

Stand: 07.2024

Testform	Pack.-Gr.	Best.-Nr.
Kassette	10 Tests	0270200
Streifen	10 Tests	0271200



Drogen-Multitests



Ihre Vorteile im Überblick



- **Kostenoptimierte Lösungen mit individuellen Drogentests**
- **Große Variationsmöglichkeiten aller gängiger Drogen- und Medikamentenparameter**
- **Kurzfristige Bereitstellung der von Ihnen gewünschten individuellen Parameter**
- **Alle Verpackungseinheiten inklusive Dokumentationsblock und Urinbecher**
- **Qualitätskontrollen durch integriertes Qualitätsmanagement**
- **Kontinuierliche erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen der RfB**

ab
0,30 €
pro
Parameter

Parameter und Abrechnungsziffern

Bezeichnung	Abkürzung	cut-Off (ng/ml)	EBM/GOP	GOÄ
Amphetamine	AMP	1000	32140	4151
Barbiturate	BAR	300	32141	4153
Benzodiazepine	BZD	300	32142	4154
Buprenorphine	BUP	10	32137	4182
Cannabinoide	THC	50	32143	4155
Clonazepam	CLO	300	32142	4154
Cotinin	COT	200	32030	4182
Ecstasy	MDMA	500	32140	4151
EDDP	EDDP	100	32145	4182
Ethylglucuronid	ETG	500	32030	4182
Fentanyl	FYL	20	32030	4182
Ketamine	KET	1000	32030	4182
Kokain	COC	300	32144	4158
Kratom	KRA	100	32030	4182
LSD	LSD	50	32030	4182

Bezeichnung	Abkürzung	cut-Off (ng/ml)	EBM/GOP	GOÄ
MDPV (Badesalz)	MDPV	3000	32030	4182
Methadon	MTD	300	32145	4168
Methamphetamine	MET	1000	32140	4151
Methaqualon	MQL	300	32030	4182
Methylphenidate	MPD	1000	32030	4182
Morphine/Opiate	MOR	300	32146	4172
Oxycodone	OXY	100	32030	4182
Phencyclidine	PCP	25	32147	4182
Pregabalin	PGB	2000	32030	4182
Propoxyphene	PPX	300	32030	4182
Spice	K2	50	32143	4155
Tramadol	TML	100	32030	4182
Tricyclische Antidepressiva	TCA	1000	32030	4182
Zolpidem	ZOL	50	32030	4182
6-Monoacetylmorphine	6-MAM	10	32146	4172

Die Tabelle enthält die geläufigsten Parameter und Cut-offs für Urintests.

Weitere Tests/Cut-offs auf Anfrage erhältlich. Sie erhalten alle Parameter auch als Einzeltest.

Ihr Ansprechpartner berät Sie gern und erstellt Ihnen ein individuelles Angebot.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch ein Testmuster zur Verfügung.



Drogen-Multitests



- Schnelltests für das Drogen- und Medikamenten-Screening
- Simultane Ermittlung von bis zu 16 Drogen, Drogenmetaboliten und Medikamenten im humanen Urin
- Erhältlich als OneSecond Multi-Dip Test oder als Multi-Line Test zum Tropfen

OneSecond Multi-Dip Tests

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	FYL	MDMA	MET	MOR	MTD	PCP	TCA	THC	TML	
10 Stück	4	0270027																
		0270049																
		0270065																
	5	0270022																
		0270029																
		0270052																
	6	0270062																
		0270030																
		0270039																
	7	0270050																
		0270055																
		0270034																
		0270035																
	8	0270036																
		0270067																
		0270042																
	10	0270044																
		0270091																
		0270097																
0270098																		
11	0270099																	
	0270100																	
11	0270092																	

Inkl. Urinbecher und Dokumentationsblöcke.

Multi-Line Test

Inhalt	Parameter/ Test	Art.-Nr.	AMP	BAR	BUP	BZD	COC	EDDP	MDMA	MET	MOR	MTD	PCP	TCA	THC
10 Stück	10	0271099													

Inkl. Urinbecher und Dokumentationsblöcke.

Urin Manipulationstest

Inhalt	Art.-Nr.	Creatinin (CRE)	Nitrit (NIT)	Glutaraldehyd (GLUT)	pH	Spez. Gewicht (SG)	Oxidantien/Pyridinium Chlorchromat (OXI/PCC)
25 Stück	0270000						



Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie!

DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel für Wirtschaftlichkeit und Qualität



PLZ 20-31 / 37 / 38
In Neubesetzung
 ☎ +49 151 52 628 314
 medlab_nord@diagonal.de




PLZ 01-19 / 38 / 39 / 99
Ralf Boskugel
 ☎ +49 151 52 628 382
 r.boskugel@diagonal.de



PLZ 32 / 33 / 44 / 46 / 48 / 49 / 59
Helena Lignowski
 ☎ +49 151 52 628 312
 h.lignowski@diagonal.de



PLZ 40-42 / 45 / 47 / 50-52 / 57 / 58
Björn Ehebrecht
 ☎ +49 151 52 628 315
 b.ehebrecht@diagonal.de



PLZ 34-36 / 53-56 / 60-69
Dr. Martin Linden
 ☎ +49 151 52 628 366
 m.linden@diagonal.de

PLZ 73 / 80-86 / 90-98
Evelyne Spichtinger
 ☎ +49 151 52 628 335
 e.spichtinger@diagonal.de



PLZ 70-79 / 87-89
Karen Dalhoff
 ☎ +49 151 52 628 344
 k.dalhoff@diagonal.de