

Angebote

Oktober-Dezember 2024



**Geräte-
vorführung
gewünscht?**
Rufen Sie uns an!
0 25 34 / 970 161

Hei-VAP Core Rotationsverdampfer-Paket

Intelligentes Destillieren mit dem perfekt aufeinander abgestimmten Gesamtsystem

- Handlift-Modell mit beschichtetem G3 Vertikalkühler
- Vakuumpumpe Hei-VAC Control
- Vakuumpumpe Hei-VAC Valve Tec
- Schlauchset (nicht abgebildet)
- Umlaufkühler Hei-CHILL 400 Pro
- Temperierflüssigkeit Hei-CHILL PRO 10 Liter

Aktionspreis
9.695,-

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
1 Paket	571-01310-48	9.695,00

Primovert Inversmikroskop



We make it visible.

Ihre erste Wahl für lebendige Zellforschung

Entdecken Sie das Zeiss Mikroskop. Ihr kompakter Begleiter für präzise Zellkulturanalysen. Untersuchen Sie die Morphologie lebender Zellen und verfolgen Sie ihre Entwicklung.

Mit einfacher Umschaltung zum Phasenkontrast und der optionalen 5 Megapixel Farbkamera Educam 105 für nahtlose Bildaufnahmen und Dokumentation Ihrer Ergebnisse.

Energiesparend und sofort einsatzbereit. Perfektionieren Sie Ihre Zellforschung mit dem Zeiss Primovert und setzen Sie neue Maßstäbe in der Mikroskopie.

- **Objektive:** 4x, 20x und 40x jeweils mit Phasenkontrast
- **LED-Beleuchtung**
- **Halterahmen Flex M mit Einsätzen** für Petrischalen, Kammern und Objektträger

Wir sind Stützpartner der Firma ZEISS mit ausgebildeten Spezialisten



5 Megapixel Farbkamera mit CMOS-Sensor

Kamera-Adapter P95-C 1/2"

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Listenpreis	Aktionspreis	Gesamtpreis
Primovert Inversmikroskop	1 Stk.	491206-9880-010	5.527,00	3.979,00	4.777,-
Kamera Educam 105	1 Stk.	426555-9020-000	817,00	588,00	
Kamera-Adapter P95-C 1/2"	1 Stk.	415500-1811-000	292,00	210,00	

Jetzt
28%
sparen

Entscheiden Sie sich für das hier konfigurierte Angebotspaket oder lassen Sie sich individuell von uns beraten.

Alle Preise in € zzgl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

gültig vom
1.10 bis 31.12.2024

Lösungsmittel für die Pestizidanalytik und HPLC



DIAGONAL





Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis	ab 4 Pack.	
Aceton LV-GC, Super Trace	2.500 ml	01038402	27,20	24,40	Pestizidanalytik
Cyclohexan zur Pestizidanalyse	2.500 ml	321250.1612	32,50	29,50	
Dichlormethan stabilisiert mit ~ 20 ppm von Amylen zur Pestizidanalyse	2.500 ml	321254.1612	35,50	32,00	
Ethylacetat zur Pestizidanalyse	2.500 ml	321318.1612	32,50	29,50	
n-Heptan zur Pestizidanalyse	2.500 ml	322062.1612	44,00	40,00	
n-Hexan 95% zur Pestizidanalyse	2.500 ml	323242.1612	25,95	23,35	
Methanol absolut LV-GC, Super Trace	2.500 ml	13688402	20,70	18,60	
n-Pentan 99% LV-GC, Super Trace	4 L	6768404	68,50	63,00	
Petroleumbenzin 40-60 °C zur Pestizidanalyse	2.500 ml	321315.1612	41,80	37,65	
Toluol zur Pestizidanalyse	2.500 ml	321745.1612	28,00	25,00	
Wasser für UV, HPLC, ACS	2.500 ml	361074.1612	12,20	11,20	HPLC
Wasser für UHPLC, Gradient Grade (Supergradient) ACS	2.500 ml	221074.1612	12,90	11,80	
Wasser LC-MS	2.500 ml	701074.1612	16,10	14,80	
Wasser ULC / MS - CC/SFC, 0,1 µm filtriert	2.500 ml	23214102	36,60	34,25	
Methanol für UHPLC, Gradient Grade (Supergradient), ACS	2.500 ml	221091.1612	12,90	11,80	
Methanol für die LC-MS	2.500 ml	701091.1612	24,30	22,20	
Methanol ULC/MS - CC/SFC, 0,1 µm filtriert	2.500 ml	13684102	36,60	34,25	
Ethanol absolut für HPLC, Gradient Grade	2.500 ml	221086.1612	86,90	78,20	
Acetonitril für UHPLC, Gradient Grade (Supergradient)	2.500 ml	221881.1612	26,80	24,20	
Acetonitril für die LC-MS	2.500 ml	701881.1612	29,80	26,80	
Acetonitril ULC/MS - CC/SFC, 0,03 µm filtriert	2.500 ml	01204102	100,70	95,70	
Acetonitril + Methanol + Wasser High Resolution UHPLC / MS Geeignet für PFAS-Analysen	3 x 1 L	PFAS-Paket	185,00	Sondergröße zum Kennenlernpreis	
<p>PFAS sind extrem stabil und werden daher als Ewigkeits-Chemikalien bezeichnet. Sie sind biologisch nicht abbaubar und reichern sich daher in der Umwelt, in Mensch und Tier immer weiter an. PFAS werden mittels ULC / MS gemessen, aber da die meisten Lösungsmittel Spuren von PFAS enthalten, werden die Ergebnisse durch inakzeptable Hintergrundwerte und falsch positive Ergebnisse gefährdet. Biosolve hat die Lösungsmittel unseres PFAS-Paketes speziell für die PFAS-Analyse entwickelt und hergestellt.</p>					
Ameisensäure 99% ULC/MS- CC/SFC, 0,1µm filtriert	100 ml	06914143	115,60	104,40	

Neben Eluenten beliefern wir Sie auch mit Eluent-Mischungen für Ihre ULC/MS-Analyse.
Ihr Fachberater berät Sie gern dazu.

HandyStep® S BRAND

Ideal für Routine und Forschung in der Diagnostik, Molekularbiologie, Umweltanalytik u.v.m. HandyStep® S und PD-Tips arbeiten nach dem Direktverdrängungsprinzip. Damit können auch flüssige Medien mit hoher Viskosität, hoher Dichte und hohem Dampfdruck mit höchster Präzision dosiert werden. Die direkte Verdrängung erlaubt kontaminationsfreies Arbeiten, da keine Aerosole entstehen.

- Lange Pipettierserien leicht gemacht
- Arbeitet mit PD-Tips von BRAND und anderen Spitzen
- Robust, stabil, funktional



220,-

Artikel	Funktionen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
HandyStep® S	Mehrfachdispenser, DE-M, inkl. Regalhalter	1 Stk.	705110	220,00



HandyStep® touch inklusive Ladeständer BRAND

Mehrfachdispenser zum effizienten Dispensieren langer Serien. Auch die richtige Lösung für das Pipettieren viskoser Medien.

- **Einfach:** Touch-Bedienung wie beim Smartphone
- **Unkompliziert:** Automatischer Spitzenabwurf
- **Effizient:** offen für Tips anderer Hersteller

HandyStep® touch, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung, Wand-/Regalhalter, Li-Akku, Universalnetzteil und USB-Typ C Kabel.



ab 787,-

inklusive Ladeständer

Artikel	Funktionen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
HandyStep® touch	Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren und Favoriten	1 Stk.	705201	787,00
HandyStep® touch S	Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren, Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren, Titrieren und Favoriten	1 Stk.	705211	989,00

GRATIS

Beim Kauf eines **HandyStep® touch oder touch S** erhalten Sie von uns eine Verpackungseinheit PD-Tips Ihrer Wahl gratis.

Gewünschtes Volumen bei Bestellung angeben.

PD-Tips II BRAND

Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch und HandyStep® electronic von BRAND das Volumen der Tips automatisch. Auch mit allen anderen Geräten der HandyStep®- Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller sind die Tips kompatibel. Unsteril.

jetzt **30%** sparen



Volumen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
0,1 ml	100 Stk.	705700	61,22
0,5 ml	100 Stk.	705702	54,78
1 ml	100 Stk.	705704	54,78
1,25 ml	100 Stk.	705706	54,78
2,5 ml	100 Stk.	705708	54,78
5,0 ml	100 Stk.	705710	54,78
10 ml	100 Stk.	705712	54,78
12,5 ml	100 Stk.	705714	54,78
25 ml	50 Stk.	705716	30,84
50 ml	25 Stk.	705718	16,63

Seal-R-film™ Verschlussfolie BRAND

- Schützt vor Verdunstung, Auslaufen und Verunreinigung
- Einfaches Verschließen durch 300 % Dehnbarkeit
- Chargenkennzeichnung jeder Rolle

Maße	Verp.-Einheit	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
Breite 100 mm, Länge 38 m	12 Stk.	1 Stk.	701620	17,50
Breite 50 mm, Länge 75 m	12 Stk.	1 Stk.	701622	18,50
Breite 100 mm, Länge 75 m	12 Stk.	1 Stk.	701624	36,00
Breite 500 mm, Länge 15 m	12 Stk.	1 Stk.	701626	45,00



ab 17,50



Peha-soft® nitrile fino

Lila, latex-, puderfrei, weich, elastisch, polymere Innenbeschichtung, Lebensmittel unbedenklich. Hervorragende Dichtigkeit und chemische Beständigkeit, unsteril.

ab
10 Pack.
6,50



Peha-soft® nitrile blue

Blau, latex-, puderfrei, aus Nitrilkautschuk, texturierter Fingerbereich, gutes Tastempfinden, elastisch und reißfest, unsteril.

ab
10 Pack.
5,50

Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis	ab 10 Pack.
S	150 Stk.	942196	7,50	6,50
M	150 Stk.	942197	7,50	6,50
L	150 Stk.	942198	7,50	6,50
XL	150 Stk.	942199	7,50	6,50

Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis	ab 10 Pack.
XS	150 Stk.	942011	6,00	5,50
S	150 Stk.	942012	6,00	5,50
M	150 Stk.	942013	6,00	5,50
L	150 Stk.	942014	6,00	5,50
XL	150 Stk.	942015	6,00	5,50

Nitril® NextGen®

Blau, latex-, puderfrei, elastisch und reißfest, texturiert, mit Rollrand, unsteril.

ab
10 Pack.
3,-

Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis	ab 10 Pack.
S	100 Stk.	1283S	4,00	3,00
M	100 Stk.	1283M	4,00	3,00
L	100 Stk.	1283L	4,00	3,00
XL	100 Stk.	1283XL	4,00	3,00

Nitril® 3000

Weiß, latex-, puderfrei, texturiert, für Umgang mit Reinigungsprodukten und Desinfektion, unsteril.

ab
10 Pack.
3,-

Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis	ab 10 Pack.
S	100 Stk.	1280S	4,00	3,00
M	100 Stk.	1280M	4,00	3,00
L	100 Stk.	1280L	4,00	3,00
XL	100 Stk.	1280XL	4,00	3,00

Gentle Skin® sensitiv

Natur, Latex, puderfrei, tastsensibel, mikrogeraut, für hochinfektiöse Situationen, unsteril.

ab
10 Pack.
4,-

Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis	ab 10 Pack.
S	100 Stk.	1221RSE	5,00	4,00
M	100 Stk.	1221RME	5,00	4,00
L	100 Stk.	1221RLE	5,00	4,00
XL	100 Stk.	1221RXLE	5,00	4,00



TouchNTuff® Blue

Blau, puderfrei, 240 mm. Chemikalien-spritzfeste Einweghandschuhe für die Lebensmittelverarbeitung und schwere Arbeiten aus weichem haltbarem Nitril, unsteril.

ab
10 Pack.
11,75

Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis	ab 10 Pack.
S	100 Stk.	92-670S	14,05	11,75
M	100 Stk.	92-670M	14,05	11,75
L	100 Stk.	92-670L	14,05	11,75
XL	100 Stk.	92-670XL	14,05	11,75



TouchNTuff®

Grün, puderfrei, 240 mm. Einzigartige Kombination von Chemikalienschutz durch TNT™-Technologie, Tragekomfort und Strapazierfähigkeit, Nitril, unsteril.

ab
10 Pack.
12,85

Größe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis	ab 10 Pack.
S	100 Stk.	92-600S	14,95	12,85
M	100 Stk.	92-600M	14,95	12,85
L	100 Stk.	92-600L	14,95	12,85
XL	100 Stk.	92-600XL	14,95	12,85





wilab@diagonal.de

Bestell-Hotline 02534 / 970 161

Artikel	Pack.-Größe	Bestell-Nr.	Aktions-Preis
Nährmedien / Nährmedienzusätze			
Agar, europäischer Typ, für die Mikrobiologie, Pflanzenzucht, Bakteriologie	500 g	A0949.0500	79,10
	1000 g	A0949.1000	147,50
Hefeextrakt	1 kg	A1552.1000	92,00
LB-Agar - Pulver nach Lennox	1 kg	A7459.1000KG	143,50
LB-Agar - Pulver nach Miller	1 kg	A0927.1000KG	105,00
LB-Medium - Pulver nach Lennox	1 kg	A6666.1000KG	125,20
LB-Medium - Pulver nach Lennox	2,5 kg	A6666.2500KG	295,00
Pepton aus Casein (pankreatischer Verdau)	500 g	A2210.0500	78,00
Pepton aus Sojabohne (enzymatischer Verdau)	1 kg	A2206.1000	125,05
Trypton	1 kg	A1553.1000	81,50
Antibiotika			
Ampicillin - Natriumsalz	10 g	A0839.0010	23,70
	25 g	A0839.0025	36,20
Chloramphenicol	25 g	A1806.0025	21,80
	50 g	A1806.0050	30,95
Gentamycinsulfat	5 g	A1492.0005	21,00
	25 g	A1492.0025	65,90
Kanamycinsulfat	5 g	A1493.0005	22,00
	10 g	A1493.0010	33,80
	25 g	A1493.0025	65,00
	50 g	A1493.0050	105,00
Penicillin-Streptomycin (100X) für die Zellkultur	100 ml	A8943.0100	41,80
Penicillin G - Kaliumsalz	100 g	A1837.0100	78,50
Polymyxin B-Sulfat	1 g	A0890.0001	50,40
	10 g	A0890.0010	406,00
Spectinomycin-Dihydrochlorid-Pentahydrat	5 g	A3834.0005	111,10
	10 g	A3834.0010	187,00
Streptomycinsulfat	25 g	A1852.0025	25,40
Tetracyclin - Hydrochlorid	25 g	A2228.0025	42,15
Biologische Puffer			
HEPES für die Molekularbiologie	250 g	A3724.0250	93,80
	500 g	A3724.0500	225,65
HEPES für Pufferlösungen	500 g	A1069.0500	73,20
	1 kg	A1069.1000	96,20
MOPS für die Molekularbiologie	500 g	A2947.0500	245,00
	1 kg	A2947.1000	412,50

Artikel	Pack.-Größe	Bestell-Nr.	Aktions-Preis
Biologische Puffer			
MOPS für Pufferlösungen	250 g	A1076.0250	124,90
	1 kg	A1076.1000	343,10
	5 kg	A1076.5000	1.510,00
PBS-Puffer (10X Dulbecco's)-Pulver	für 10 L	A0965.9010	82,50
	für 50 L	A0965.9050	194,00
PBS-Puffer (1X Dulbecco's)-Pulver	für 50 L	A0964.9050	31,10
PBS-Puffertabletten pH 7,4 (für 1 L)	10 Tabl.	A9201.0010	190,00
	100 Tabl.	A9201.0100	849,00
PBS-Puffertabletten pH 7,4 (für 100 ml)	100 Tabl.	A9162.0100	129,00
PBS-Puffertabletten pH 7,4 (für 200 ml)	100 Tabl.	A9177.0100	240,00
PBS-Puffertabletten pH 7,4 (für 500 ml)	100 Tabl.	A9191.0100	605,00
	1 kg	A1086.1000	40,75
Tris zur Analyse, ACS, ultrapure	5 kg	A1086.5000	187,00
	10 kg	A1086.9010	337,55
Gelelektrophorese			
Acrylamid 4K-Lösung (30%) - Mix 29:1	1 L	A0951.1000	49,00
Acrylamid 4K-Lösung (30%) - Mix 37,5:1	1 L	A1672.1000	39,40
Acrylamid 4K-Lösung (40%) - Mix 37,5:1	1 L	A1577.1000	47,00
Agarose Basic	500 g	A8963.0500	184,90
Ammoniumpersulfat (APS) (Reag. USP, Ph. Eur.) zur Analyse, ACS	1 kg	131138.1211	56,70
	25 kg	131138.0416	835,00
TEMED	25 ml	A1148.0025	27,20
TEMED	100 ml	A1148.0100	70,80
β-Mercaptoethanol	100 ml	A1108.0100	26,00
Lagerung Proben			
Dimethylsulfoxid (DMSO) für die Zellkultur	50 ml	A3672.0050	15,05
	100 ml	A3672.0100	17,55
Glycerin (Reag. USP) zur Analyse, ACS, Molekularbiologie, Biochemica	1 L	131339.1211	35,00
	2,5 L	131339.1212	68,50
Probenextraktion			
ECOSURF EH-9 (Triton X-100 Ersatzartikel)	100 ml	A9778.0100	22,95
	500 ml	A9778.0500	32,80
ECOSURF SA-9 (Triton X-100 Ersatzartikel)	100 ml	A9779.0100	22,95
	500 ml	A9779.0500	32,80
TERGITOL 15-S-9 (Triton X-100 Ersatzartikel)	100 ml	A9780.0100	17,55
	500 ml	A9780.0500	22,70

Sie benötigen Produkte für die Reinigung und Dekontamination?
Sprechen Sie uns gerne an.

Angebote

Oktober-Dezember 2024



Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

memmert

Die besten Klimaschränke und Temperiergeräte HPPeco / IPPeco



HPPeco
Klimaschrank

HPPeco

Energieeffizienz und Präzision in einer neuen Dimension

- Höchste Energieeffizienz im Vergleich zu Klimakammern mit einem Kompressor
- Absolut homogene Verteilung von Temperatur und Feuchtigkeit
- Zuverlässig u. ausfallsicher, auch nach Jahren des Dauerbetriebs
- Optimal für Stabilitätsprüfungen nach ICH-Guideline
Temperaturbereich +0 °C bis +70 °C / Be- u. Entfeuchtung 10 % bis 90 % rH



IPPeco
Kühlbrutschrank

IPPeco

Setzt Standards für die Kultivierung unter Raumtemperatur

- Höchste Energieeffizienz im Vergleich zu Kühlbrutschränken mit Kompressor
- Absolut homogene Temperaturverteilung
- Größeres Anwendungsspektrum dank Kühlung bis zum Gefrierpunkt
- Häufige Anwendungen:
 - Mikrobiologische Analysen
 - Keimzahlbestimmung
 - Beschleunigte Alterungstests
 - Haltbarkeitstests von Milchprodukten

memmert

Fordern Sie jetzt Ihr individuelles Angebot an unter angebote@diagonal.de
oder rufen Sie direkt Ute Brüggenkamp an **02534 970 218**. Sie berät Sie gern!



bimos

199,-



Laborstuhl Labsit

Labsit besticht durch Intelligenz und Einfachheit. Er verfügt über alle Eigenschaften die ein Labor verlangt und ist universell einsetzbar.

- Hygienic-Design für einfache Reinigung und Desinfektion
- 3D Flexfunktion in der Rückenlehne
- Flexible Sitzvorderkante
- Aluminium-Fußkreuz
- Weiche Doppelrollen für harte Böden
- Sitzschale in verschiedenen Farben lieferbar

Sitzschale	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
blau	1 Stk.	9123-2000-3277-521	199,00
antrazit	1 Stk.	9123-2000-3285-521	199,00
weiß	1 Stk.	9123-2000-3403-521	199,00



518,-

Laborstuhl Neon

Ein Maximum an Komfort

- Hochwertiges Kunstleder
- Abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig
- Ergonomiepaket
 - Sitztiefenverstellung
 - Sitzneigungsverstellung
 - Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung
- Aluminium-Fußkreuz
- Weiche Doppelrollen für harte Böden
- Kantenschutz in blau

bimos

Inkl. Flex-Stütze
235,-



Laborhocker 2

Komfortabel und flexibel

- Alu-Fußkreuz poliert mit Rollen
- Kunstleder schwarz
- Desinfektionsmittelbeständig
- Sitzhöhe 450-650 mm
- Flex-Stütze schwarz (optional)
- Farbring Kunststoff grau, blau, orange oder grün
Farbe bitte bei Bestellung angeben, ansonsten erfolgt Lieferung in grau.

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
1 Stk.	9573-MG01-3277	518,00

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
Hocker	1 Stk.	9463L-MG01-3278	170,00
Flex-Stütze	1 Stk.	9464	65,00

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 150,- € Netto-Warenwert. Bis 150,- € anteilige Versandkosten 14,50 €. Besonders gekennzeichnete Produkte, wie z.B. Kühlgut, werden entsprechend ihren Anforderungen verschickt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Gültig bis 31.12.2024. Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, können Sie jederzeit widersprechen. Bitte schicken Sie eine Mail und sämtliche Kontaktdaten werden gelöscht.

Diagonal GmbH & Co. KG
Havixbecker Straße 62
48161 Münster
info@diagonal.de
www.diagonal.de

So erreichen Sie uns
Tel. 02534 / 970 161
Fax 02534 / 970 223